

---

Resectoscope



---

Monopolar



FOCUS ON BETTER SOLUTIONS




- 01 Ergonomisches Handgriff-Design  
Ergonomic handle design
- 02 Schwarze Vollmaterial-Keramik als elektrische Isolation  
Solid black ceramic as electrical insulation

01

**Monopolares Resektoskop**  
Monopolar Resectoscope

**Arbeitselement, passiv**  
Working element, passive



82600302

**Schlinge 60° gewinkelt**  
Loop 60° angled



82600306

**Kugel**  
Ball




82600310

**Kugel**  
Ball



82600312

**Arbeitselement, aktiv**  
Working element, active



82600304

**Schlinge 90° gewinkelt**  
Loop 90° angled



82600314

**Messer**  
Knife



82600308

max  
4  
kVp

137

95

1

max  
1,22  
kVp

5

**Erbe T-Serie,  
Martin,  
Berchtold**

3m 80100314  
5m 80100324



**Bovie, Valleylab  
Conmed**

3m 80100320  
5m 80100340



**Martin,  
Berchtold**

3m 80100316  
5m 80100326



**Erbe ACC/ICC**

3m 80100330  
5m 80100360



**Stecker geschützt**  
Stecker geschützt



**Schäfte für Resektoskopie**  
Shafts for Resectoscopy

**Dauerspülschaft**  
*Continuous flow sheath*

**Aussenschaft mit 2 Hähnen, drehbar, 26 Charr.**  
*Exterior tube with 2 stopcocks for in- and outflow, rotatable, 26 Fr.*

86710038



**Innenschaft mit Keramikspitze, drehbar, 24 Charr.**  
*Interior tube with ceramic tip, rotatable, 24 Fr.*

86710039



**FastLock Dauerspülschaft**  
*FastLock Continuous flow sheath*

**FastLock**

Die neue FastLock Funktion verbessert die Handhabung unseres PLASMALoop-Systems zusätzlich und ermöglicht ein vereinfachtes Zusammenfügen des Innen- und Aussenschafts ohne Rotation, dank einer 360° Einrastfunktion mit Knopf.

The new FastLock function further improves the handling of our PLASMALoop system and makes it easier to join the inner and outer shafts without rotation, thanks to a 360° snap-in function with a button.



**FastLock Aussenschaft mit 2 Hähnen, drehbar, 26 Charr.**  
*FastLock Exterior tube with 2 stopcocks for in- and outflow, rotatable, 26 Fr.*

86710040



**FastLock Innenschaft mit Keramikspitze, drehbar, 24 Charr.**  
*FastLock Interior tube with ceramic tip, rotatable, 24 Fr.*

86710041



**Schäfte und Optiken für Resektoskopie**  
Shafts and Optics for Resectoscopy

**Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 24 Charr.**  
*Continuous flow sheath with 2 stopcocks for in- and outflow, 24 Fr.*

86710034



**Spülschaft mit 1 Hahn, 24 Charr.**  
*Sheath with 1 stopcock for inflow, 24 Fr.*

86710036



**Obturator**  
*Obturator*

86710037



**Sichtobturator**  
*Visual obturator*

86710043



**Zystoskop Ø 4mm, l=302, 30°/70°, autoklavierbar**  
*Cystoscope Ø 4mm, l=302, 30°/70°, autoclavable*

30-0564-00



**Zystoskop Ø 4mm, l=302, 0°, autoklavierbar**  
*Cystoscope Ø 4mm, l=302, 0°, autoclavable*

30-0567-00



**Zystoskop Ø 4mm, l=302, 12°/60°, autoklavierbar**  
*Cystoscope Ø 4mm, l=302, 12°/60°, autoclavable*

30-0681-00



CE 0297

---

**Günter Bissinger**  
**Medizintechnik GmbH**  
Hans-Theisen-Str.1  
79331 Teningen/Germany  
—  
T +49 7641 9 14 33 0  
F +49 7641 9 14 33 33  
info@bissinger.com  
www.bissinger.com

**Bissinger – bessere Lösungen im Blick**  
Bipolare und monopolare Instrumente  
Zubehör für die Elektrochirurgie  
Chirurgische Instrumente  
Entwicklung von Instrumenten auf  
Kundenwunsch  
Service und Reparaturen

**Bissinger – Focus on better solutions**  
Bipolar and monopolar instruments  
Accessories for electrosurgery  
Surgical instruments  
Design and development of instruments  
to customer specifications  
Service and repair