


**80620341**

CLARIS Non-Stick Bipolare Pinzette, bajonett, gewinkelt



## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Gesamtlänge	200 mm
Gesamtlänge in Zoll	7,87 "
Spitzenbreite	1 mm

### Grundeigenschaften

Pinzettenform	bajonett
Spitzenform	abwärts gewinkelt
Anschluss	2-Pin-Stecker

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418706230