



Bipolare Scheren-Klemmen
Bipolar clamp-scissors



Bipolare Scheren-Klemmen
Bipolar clamp scissors

Diese Instrumente erlauben das kräftige Fassen und Komprimieren von Gewebe in Verbindung mit bipolarer Koagulation bzw. Gefäßversiegelung. Das Gewebe kann danach ohne Instrumentenwechsel durchtrennt werden.



These instruments enable powerful grasping and compression of the tissue, combined with bipolar coagulation or sealing of blood vessels. Then the tissue can be cut without changing the instrument.

Bipolare Scheren-Klemmen
Bipolar clamp scissors





Bissinger – bessere Lösungen im Blick

Bipolare und monopolare Instrumente
Zubehör für die Elektrochirurgie
Chirurgische Instrumente
Entwicklung von Instrumenten auf
Kundenwunsch
Service und Reparaturen

Bissinger – Focus on better solutions

Bipolar and monopolar instruments
Accessories for electrosurgery
Surgical instruments
Design and development of instruments
to customer specifications
Service and repair


Stecker Ethicon
Scheren, Scheren-
Klemmen

Plug Ethicon scissors,
clamp-scissors

Connecteur, ciseaux,
ciseaux à griffes Ethicon

Enchufe tijeras,
pinzas-tijeras Ethicon

Spina, forbici, forbici
a pinza Ethicon



CE 0297

Günter Bissinger

Medizintechnik GmbH

Hans-Theisen-Str.1




79331 Teningen/Germany

Tel. +49 7641 9 14 33 0

Fax +49 7641 9 14 33 33

eMail: info@bissinger.com

Internet: <http://www.bissinger.com>

| | | | |
|--|---|-----------------|------------|
| Erbe |  | 80100198 | 3 m |
| | | 80100298 | 5 m |
| Martin, Berchtold, Aesculap GK 55, GK 60 |  | 80100199 | 3 m |
| | | 80100299 | 5 m |
| Valleylab |  | 80100197 | 3 m |
| | | 80100297 | 5 m |